

# Blu Wash

## Beskrivning

**Koncentrat juvertvättmedel för rengöring av spenar och juver före mjölkning.**

## Produktfördelar

- Effektiv rengöring
- Anpassat hudens pH
- Dermatologiskt testad
- Innehåller välkända effektiva tensider

## Egenskaper

### Koncentrat

<b>Utseende</b>	Gulaktig vätska
<b>Förvaring</b>	I tillsluten originalförpackning under normala lagringsförhållande
<b>Hållbarhet</b>	Minst 1 år vid riktig lagring
<b>Löslighet</b>	Fullt löslig i vatten
<b>Densitet/20°C</b>	1,00 – 1,04 kg/m <sup>3</sup>
<b>pH</b>	2,2 - 2,8

## Brukslösning

## Användning

Rengör effektivt smutsiga juver och reducerar därmed mängden bakterier på juver och spenar. Ett rent juver reducerar risken för sporbildande bakterier i mjölken.

Används för avtorkning av juver före mjölkning. Blu Wash sprayas direkt på juver och spenar alternativt påförs med duk/papper. Blu Wash skummar lätt vilket ger synlig applikation.

Koncentration:	Dosera 0.5 -1 dl /10 liter ljummet vatten
Förfuktad juverduk:	Förfukta juverduken i Blu Wash lösningen Torka juver och spenar rena.
Spray:	Spraya juver och spenar med Blu Wash lösningen. Torka av med torr juverduk

Använd inte samma juverduk på mer än ett juver.

## Godkänd Säkerhet

Livsmedelsdirektoratet, Dk. Journal nr 462-256-0/96

Faromärkningen är: ingen

För relevanta risk- och säkerhetsfraser hänvisas till tillhörande säkerhetsdatablad.